



▲ Mesa de noche
BS100
480*480*760 mm

- Fabricado principalmente con plástico de ingeniería de alta resistencia con una estructura científica y una apariencia agradable.
- Adoptar plástico de alta densidad que con la fuerza de anticorrosivo, antioxidante, antiestático, fácil de limpiar, duradero y reciclable, etc.
- Para el almacenamiento de las pertenencias.
- Hay un porta toallas en cada lado.
- El material y la estructura de la mesita de noche: plástico completo.
- Hay espacio dentro de la puerta para poner la botella de agua caliente para evitar el deslizamiento.
- Con un separador en el interior de la puerta.
- Cuatro ruedas (dos con freno), son antiestáticas, antienredos de pelo, ligeras y de movimiento flexible.
- Limpiar con alcohol o agua. No utilice ninguna solución con benceno.
- Evite ser rayado por metales afilados.
- Evitar la exposición prolongada al sol como sea posible.