

SILLA DE RUEDAS POSTURAL ADULTO

Marca: Newrise

Modelo: XSL209

Reg. San.: 7475-DME-0919



Características

- Estructura de aluminio anodizado., recubierto de Pintura electrostática.
- Capacidad de ajuste: Ancho y profundidad
- Peso a soportar: 120 Kg.
- Dimensiones del asiento: 46 cm de ancho por 40 cm de fondo (aproximado).
- Asiento: Acolchado, con base de madera, tapizado.
- Butaca: Con asiento, respaldo y apoya pies alineados a 90°, reclinable.
- Sistema especializado de reclinación y angulación de 35°
- Apoya cabeza: Anatómico, regulable en altura y ancho, desmontable.
- Material apoya cabezas: Esponja ortopédico, con base de madera, tapizado con cierre.
- Reposapies desmontables, regulables en altura, abatibles, en plástico resistente, con sujetadores para pantorrilla en lona.
- Reposabrazos de poliuretano duro, paralelos al asiento, desmontables, con tres regulaciones en altura, con base metálica o de madera.
- Dimensiones del espaldar: 46 cm de ancho x 46 cm de altura (aproximado)
- Espaldar: Ergonómico, acolchado, tapizado, con base de madera, con cinturón de seguridad con cruce en x, reclinable 45°, con bolsillo en el espaldar
- Dos protectores de tronco laterales en base de madera, con esponja ortopédica y tapizado.
- Mangos de empuje de plástico resistente, con sistema de frenos.
- Ruedas delanteras de caucho macizo, 6" diámetro con ángulo de giro de 360°
- Ruedas traseras neumáticas de 16" diámetro con sistema de frenos bilaterales.
- Frenos bilaterales: Ubicados en la parte posterior.
- Abductor de muslos: Regulable y desmontable.
- Cinturón de seguridad: Nivel tórax y pelvis.